reball.pl Roman Jędrzejewski
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
serwisowe.pl

Instrukcja obsługi

MIKROSKOPY MONOKULAR

SERII SZ10H



Mikroskopy serii **SZ10H** to monokular z ciągłym zoomem, który wykorzystuje unikalną technologię światła zapobiegającego rozproszeniu i dużej głębi ostrości, która charakteryzuje się wyraźnym obrazowaniem, silnym zmysłem trójwymiarowym, dużą odległością roboczą i szerokim polem widzenia i jest używana z kolorowym wyświetlaczem CCD o wysokiej rozdzielczości. Zaprojektowany z dodatkową dużą soczewką obiektywową specjalnie zaprojektowany z różnymi urządzeniami oświetleniowymi. Może być również wyposażony w mobilny stolik XY i urządzenie do analizy obrazu do analizy i przetwarzania obrazu. Wsporniki są dostępne w wersji słupowej i uniwersalnej.

Mikroskopy serii SZ1H0 są szeroko stosowane w mikroelektronice, formach metalurgii proszków, maszynach precyzyjnych, biżuterii, zegarach i zegarkach, biżuterii, identyfikacji odcisków palców, fałszerstwie biletów, drukowaniu, światłowodach, konserwacji telefonów komórkowych, archeologii, biologii, anatomii, nauczaniu szkolnym i innych dziedzinach. Szczególnie nadaje się do obserwacji mikrostruktury powierzchni dużych obiektów (wybierane są różne uniwersalne wsporniki).

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub innych problemów spowodowanych przez nieprzestrzeganie instrukcji.
- Produkt zawiera drobne części, należy go obsługiwać pod okiem osób dorosłych.
- Nie zaleca się używania tego produktu na zewnątrz. Ten produkt nie jest wodoodporny i nie może być narażony na ekstremalne warunki. Proszę przechowywać i obsługiwać w sposób naukowy i bezpieczny środowiska i odnoszą się do metod konserwacji i pielęgnacji ogólnego sprzętu elektronicznego, takiego jak laptopy.
- Jeśli jakość obrazu ulegnie pogorszeniu, należy założyć soczewkę ochronną pod główny obiektyw.
- Wycieraj ostrożnie miękką, czystą, bawełnianą szmatką (np. ściereczką do okularów) zwilżoną odpowiednią ilość alkoholu.
- Przechowuj sprzęt w czystym i suchym środowisku. Trzymać z dala od oleju, może powodować korozję.
- Osoby niepełnosprawne, chore lub alergiczne nie są odpowiednie do korzystania z tego produktu.
- Jeśli chcesz przetrzeć mikroskop wilgotną bawełnianą szmatką, najpierw odłącz zasilanie i jedynie delikatnie przetrzyj izolowaną część obudowy mikroskopu wilgotną szmatką. Proszę sprawdzić, czy mikroskop powrócił do stanu suchego przed ponownym włączeniem zasilania.

Dane techniczne

- Powiększenie w zależności od obiektywu od 10 do 200 razy/ciągły zoom
- Okular od 0,35x do 1x
- Gwint mocowania kamery typu C-Mount.
- Odległość robocza maks. do 175mm. (w zależności od powiększenia).
- Możliwość stosowania różnego typu uchwytów, wysięgników oraz podstaw.
- Możliwość zastosowania różnego typu podświetlania obiektów
- Możliwość montażu modułów 3D.

email: bok@reball.pl
tel. 422032662

reball.pl Roman Jędrzejewski
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
serwisowe.pl

IMPORTER: reball.pl Roman Jędrzejewski, Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu, zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać od władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską.
Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

email: bok@reball.pl
tel. 422032662